

**МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
«МедСофтЛаб.online»**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Программный модуль
«Медицинские осмотры»**

Версия документа 1.0
2026

1. Назначение модуля

Программный модуль «Медицинские осмотры» медико-экономической платформы «МедСофтЛаб.online» предназначен для организации и сопровождения проведения медицинских осмотров: работы со списками контингента, определения состава обследований, оформления первичных документов, внесения результатов обследований, формирования медицинских заключений и заключительных документов.

Модуль обеспечивает ведение процесса медицинского осмотра от загрузки сведений о направленном контингенте до формирования заключительного акта и отчетных реестров.

2. Основные возможности

- формирование коммерческого предложения по предварительным сведениям о контингенте;
- создание и настройка списков контингента;
- импорт сведений о контингенте из файлов MS Excel;
- учет места работы, должности и факторов вредности;
- настройка вида медицинского осмотра, источника финансирования и применяемого преysкуранта;
- автоматическое создание карт новых пациентов при импорте;
- создание связи пациента со списком через договор;
- создание счета пациента в рамках договора;
- автоматическое назначение услуг с учетом пола, возраста и факторов вредности;
- формирование индивидуального перечня обследований;
- формирование пакета первичных документов пациента;
- внесение результатов обследований;
- формирование заключения профпатолога;
- формирование пакета заключительных документов пациента;
- формирование заключительного акта по списку;
- контроль статуса прохождения медицинского осмотра;
- выгрузка реестров пациентов в MS Excel;
- предоставление контрагенту доступа к отчетности о прохождении осмотров через личный кабинет;
- передача предусмотренных электронных медицинских документов в ЕГИСЗ при настроенной интеграции.

3. Общая последовательность работы

Этап	Результат
1. Подготовка	Настроен список контингента и параметры медицинского осмотра.
2. Загрузка контингента	В систему внесены сотрудники/пациенты, должности и факторы вредности.
3. Формирование обследований	Для пациента определен индивидуальный перечень необходимых обследований.
4. Оформление документов	Сформированы карта, согласия, обходной лист и направления.
5. Проведение осмотра	Внесены результаты обследований, выявленные отклонения, диагнозы и заключения.
6. Заключение	Сформировано заключение профпатолога и заключительные документы пациента.
7. Завершение списка	Сформирован заключительный акт и отчетные реестры.

4. Формирование коммерческого предложения

До загрузки персонального списка контингента модуль позволяет рассчитать коммерческое предложение на проведение медицинского осмотра.

Расчет выполняется на основе предварительных данных по перечню должностей в разрезе половозрастного состава и факторов вредности. Результат может быть представлен с детализацией по услугам и должностям.

1. Подготовьте предварительные сведения о должностях и составе направляемого контингента.
2. Укажите половозрастные характеристики и факторы вредности.
3. Выполните расчет состава требуемых услуг.
4. Сформируйте коммерческое предложение с детализацией расчета.

5. Работа со списками контингента

Список контингента является основным объектом организации медицинского осмотра работников, направленных работодателем или иным контрагентом.

5.1. Настройка списка

Для списка могут задаваться:

- преysкурant;
- вид осмотра — предварительный или периодический;
- вид финансирования — субсидии, организация или пациент;
- применяемый порядок/вид медицинского осмотра, предусмотренный конфигурацией.

5.2. Импорт контингента

Сведения о контингенте могут импортироваться из файла MS Excel. В составе импортируемых данных подтверждены ФИО, пол, возраст и иные сведения о пациенте, место работы, должность и факторы вредности.

1. Подготовьте файл MS Excel со сведениями о направляемом контингенте.
2. Откройте требуемый список контингента.
3. Выполните импорт данных.
4. Проверьте загруженные сведения о пациентах, месте работы, должностях и факторах вредности.
5. Проверьте сформированные системой связи и документы.

На этапе импорта система может автоматически создавать карты для новых пациентов, связывать пациента со списком через договор, создавать счет в рамках договора и добавлять в счет услуги, соответствующие возрасту, полу и факторам вредности.

6. Контроль прохождения медицинского осмотра

Списки контингента могут фильтроваться по текущему состоянию прохождения медицинского осмотра и по результату заключения.

В документации подтверждены следующие состояния:

- осмотр начат / не начат;
- осмотр завершен;
- имеются / отсутствуют противопоказания;
- пациент не явился;
- требуется дообследование;
- ожидается заключение профпатолога;
- заключение не получено.

Фильтрация позволяет оперативно выделить пациентов, по которым требуется продолжение обследования, оформление заключения или организационное сопровождение.

7. Формирование индивидуального перечня обследований

Для каждого пациента система определяет индивидуальный перечень обследований на основании данных, внесенных в список контингента.

При формировании перечня учитываются пол, возраст и факторы вредности. Перечень используется для назначения соответствующих услуг и подготовки документов на прохождение медицинского осмотра.

Состав обследований определяется настройками применяемого вида медицинского осмотра в конкретной конфигурации программы.

8. Первичные документы пациента

На основе сформированного перечня обследований модуль позволяет подготовить пакет документов для прохождения медицинского осмотра.

Подтверждено формирование следующих документов:

- титульный лист медицинской карты;
- информированное добровольное согласие на получение медицинских услуг;
- согласие на обработку персональных данных;
- обходной лист («бегунок»);
- направления к специалистам;
- направления в лаборатории.

Лабораторные направления могут формироваться в том числе на бланках внешних лабораторий с автоматическим заполнением предусмотренных реквизитов.

9. Внесение результатов обследований

По мере прохождения медицинского осмотра в систему вносятся результаты выполненных обследований.

Для результата обследования подтвержден учет:

- даты обследования;
- выявленных отклонений;
- диагнозов;
- заключения.

Внесенные результаты используются при подготовке итогового медицинского заключения.

10. Заключение профпатолога

По результатам медицинского осмотра модуль позволяет сформировать заключение профпатолога.

В заключении предусмотрено определение:

- группы здоровья;
- перечня противопоказаний;
- рекомендаций.

Заключение формируется с учетом результатов обследований, внесенных в систему.

11. Заключительные документы пациента

После завершения осмотра модуль позволяет сформировать пакет заключительных документов пациента.

При соответствующей настройке программного контура поддерживается автоматизированная отправка на электронную почту работодателя сканированных копий заключений, оформленных на бланках медицинской организации.

12. Передача электронных медицинских документов в ЕГИСЗ

При настроенной интеграции модуль поддерживает автоматизированную передачу электронных медицинских документов в ЕГИСЗ.

В материалах по модулю подтверждена передача:

- СЭМД 103 — «Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования)»;
- СЭМД 230 — «Медицинское заключение по результатам медицинского осмотра работника для предоставления в подсистему ЭЛМК».

Передача выполняется в составе настроенного интеграционного взаимодействия медицинской организации с ЕГИСЗ.

13. Заключительный акт

После завершения медицинского осмотра по списку контингента модуль позволяет сформировать заключительный акт.

Заключительный акт формируется по соответствующему списку на основании накопленных в системе сведений о прохождении осмотров и результатах пациентов.

14. Отчетность и реестры

Для контроля завершения медицинских осмотров и работы с контрагентами предусмотрено формирование отчетных данных.

Подтверждена выгрузка в MS Excel реестров пациентов, которые:

- имеют противопоказания;
- не имеют противопоказаний;
- не явились на медицинский осмотр;
- не завершили медицинский осмотр;
- не получили заключение.

Дополнительно контрагенту может предоставляться доступ через личный кабинет (web-портал) к отчетности о статусе прохождения медицинских осмотров направленным контингентом.

15. Работа с договорами, счетами и услугами

При загрузке контингента медицинский осмотр может быть связан с договорным и расчетным контуром платформы.

Система поддерживает автоматическое создание связи пациента со списком через договор, создание счета в рамках договора и добавление в счет услуг, определенных для пациента по его полу, возрасту и факторам вредности.

Дальнейшая работа с договорами, счетами и оплатой выполняется в связанных рабочих местах платформы в соответствии с назначенными пользователю правами.

16. Типовой порядок работы пользователя

Шаг	Действие
1	Создать или открыть список контингента и проверить его параметры.
2	Импортировать сведения о направленном контингенте из MS Excel.
3	Проверить карточки пациентов, должности, место работы и факторы вредности.
4	Проверить сформированный для каждого пациента перечень обследований и услуг.
5	Сформировать первичный пакет документов и направления.
6	По мере прохождения осмотра вносить результаты обследований.
7	Контролировать статус прохождения пациентов с помощью фильтров списка.
8	После получения необходимых результатов сформировать заключение профпатолога.
9	Сформировать заключительные документы пациента.
10	При настроенной интеграции обеспечить передачу предусмотренных СЭМД в ЕГИСЗ.
11	После завершения работы со списком сформировать заключительный акт.
12	Сформировать необходимые реестры и отчетность для медицинской организации и контрагента.

17. Контроль данных

- до импорта проверяйте структуру и содержание файла со списком контингента;
- после импорта проверяйте идентификационные сведения пациентов, место работы, должности и факторы вредности;
- до печати направлений проверяйте индивидуальный перечень обследований;
- при внесении результатов проверяйте дату, выявленные отклонения, диагнозы и заключение;
- перед формированием итоговых документов проверяйте статус завершения обследований;
- для незавершенных случаев используйте фильтры «не явились», «не завершили осмотр», «требуют дообследования» и «ожидают заключение профпатолога».

18. Связанные документы

- Руководство пользователя программного модуля «АРМ регистратора»;
- Руководство пользователя программного модуля «АРМ кассира»;
- Описание функциональных характеристик программного обеспечения «МедСофтЛаб.online»;
- Информация для установки и эксплуатации «МедСофтЛаб.online».